

	FICHE TECHNIQUE	PB-HEMATO-FT-805
	IMMUNOPHENOTYPAGE PAR CYTOMETRIE EN FLUX SUR BIOPSIE GANGLIONNAIRE REALISEE HORS DU CHU DE CAEN	Version 2 du 10/12/2012 Révision en décembre 2013
		page 1/4
Entité émettrice : Pôle Biologie -Hématologie		

1. **Objectif :**

Décrire la procédure à suivre pour faire parvenir au laboratoire d'hématologie du CHU de Caen une biopsie ganglionnaire pour immunophénotypage par cytométrie en flux (CMF).

2. **Les différentes étapes**

1. **Au bloc opératoire :**

1. Demande du clinicien pour réalisation d'une biopsie ganglionnaire lors d'une suspicion de lymphome **avec demande d'immunophénotypage**.

2. Dès la fixation de la date opératoire: prévenir :

a) le laboratoire de CMF du CHU de Caen de la date d'intervention prévue : 02.31.06.53.30. Si le poste est déjà en ligne, laisser un message sur le répondeur, le labo de CMF rappellera le bloc pour confirmation.

b) le laboratoire de biologie médicale de l'hôpital où sera réalisé l'acte opératoire pour l'organisation du transport du prélèvement.

3. **Prise en charge de la biopsie : 2 cas se présentent**

► 1^{er} cas : Examen anatomo-pathologique envoyé au CHU de Caen :

Placer la totalité de la biopsie dans une compresse imprégnée de sérum physiologique puis dans un flacon hermétique et l'acheminer immédiatement au laboratoire de biologie médicale chargé d'envoyer le prélèvement au laboratoire d'Hématologie Cytométrie en Flux du CHU de CAEN

Ne surtout pas utiliser de formol car les cellules doivent être vivantes pour l'immunophénotypage.

► 2^{ème} cas : Examen anatomo-pathologique réalisé hors du CHU de Caen :

La biopsie est préparée au bloc opératoire par le médecin anatomo-pathologiste qui place un fragment de la biopsie dans un « tube RPMI ». Ce tube doit être immédiatement acheminé au laboratoire de biologie médicale chargé d'envoyer le prélèvement au laboratoire d'Hématologie Cytométrie en Flux du CHU de CAEN

Les « tubes RPMI » sont disponibles auprès du laboratoire d'hématologie du CHU de Caen, à conserver à +4°C jusqu'à la date de péremption.

	FICHE TECHNIQUE	PB-HEMATO-FT-805
	IMMUNOPHENOTYPAGE PAR CYTOMETRIE EN FLUX SUR BIOPSIE GANGLIONNAIRE REALISEE HORS DU CHU DE CAEN	Version 2 du 10/12/2012 Révision en décembre 2013
		page 2/4

Entité émettrice : Pôle Biologie -Hématologie

2. Au laboratoire de biologie médicale de l'établissement de soins où a été réalisé l'intervention chirurgicale:

1. Etablissement des bons de demande d'analyses à l'en-tête de l'établissement de soins où est hospitalisé le patient ou indiquant cet établissement :

- a. demande d'immunophénotypage par cytométrie en flux sur biopsie ganglionnaire : joindre les renseignements cliniques, indiquer l'heure du prélèvement et le siège de la biopsie.
- b. demande d'examen anatomopathologique (CHU ou autre laboratoire)

2. Acheminement rapide du prélèvement au labo d'hématologie Cytométrie en Flux du CHU de CAEN avec les 2 bons de demandes dans le cas d'un examen anatomopathologique réalisé au CHU de Caen : le laboratoire d'hématologie se chargera de transmettre une partie du prélèvement au laboratoire d'Anatomie Pathologique du CHU:

**LABORATOIRE D'HEMATOLOGIE
CYTOMETRIE EN FLUX
DR VERONIQUE SALAUN
NIVEAU 3
AVENUE COTE DE NACRE
CHU CAEN**

3. Au laboratoire de Cytométrie en flux CHU Caen:

1. Si nécessaire : acheminement du prélèvement au laboratoire d'Anatomie Pathologique : un médecin placera un fragment de la biopsie dans un tube RPMI pour réalisation de l'immunophénotypage
2. Si demande du prescripteur : transmission d'une apposition faite par le laboratoire d'Anatomie Pathologique au Dr Michèle MALET (laboratoire d'Hématologie)
3. Réalisation :
 - a) de l'immunophénotypage
 - b) transmission, si nécessaire, de cellules au secteur de biologie moléculaire pour analyses complémentaires à la demande du prescripteur


4. La facturation

Elle sera adressée à l'établissement de soins où est hospitalisé le patient.


Cotation : Immunophénotypage = B 300

	FICHE TECHNIQUE	PB-HEMATO-FT-805
	IMMUNOPHENOTYPAGE PAR CYTOMETRIE EN FLUX SUR BIOPSIE GANGLIONNAIRE REALISEE HORS DU CHU DE CAEN	Version 2 du 10/12/2012 Révision en décembre 2013
		page 3/4
Entité émettrice : Pôle Biologie -Hématologie		

3. Documents annexes : Schémas du Circuit d'une biopsie ganglionnaire



	FICHE TECHNIQUE	PB-HEMATO-FT-805 Version 2 du 10/12/2012 Révision en décembre 2013
	IMMUNOPHENOTYPAGE PAR CYTOMETRIE EN FLUX SUR BIOPSIE GANGLIONNAIRE REALISEE HORS DU CHU DE CAEN	page 4/4
Entité émettrice : Pôle Biologie -Hématologie		



CYCLE DE VALIDATION		
Rédaction	Vérification	Approbation
<i>Nom(s), Fonction(s), Date(s), Visa(s):</i> TRUQUET Florence Biologiste médicale 15/12/2012	<i>Nom(s), Fonction(s), Date(s), Visa(s):</i> SALAUN Véronique Biologiste médicale 15/12/2012	<i>Nom(s), Fonction(s), Date(s), Visa(s):</i> TRUQUE Florence Biologiste médicale suppléant référent Qualité 15/12/2012